



Détergent pour le lavage des bassins hygiéniques

Description

Suma Med Super Plus est un détergent liquide de couleur jaune paille pour le lavage des bassins hygiéniques en laveuse automatique.

Propriétés principales

Le produit est composé de composants alcalins associés à des substances séquestrantes, procurant d'excellents résultats de nettoyage. Même en eau dure, le produit empêche les dépôts de calcaire sur les surfaces lavées et sur les parois de la machine. En outre, un inhibiteur de corrosion protège les parties intérieures en métal de la machine.

Avantages

- Lavage efficace des bassins hygiéniques
- Evite les dépôts de calcaire sur la machine et le bassin
- Hautement concentré et faible coût à l'emploi grâce au dosage automatique contrôlé
- Peut être utilisé en toute sécurité sur les métaux tels que le cuivre et le laiton

Mode d'emploi

Suma Med Super Plus s'utilise avec le système de dosage automatique de Diversey. Il peut également être utilisé avec les pompes de dosage intégrées. Le dosage recommandé pour le lavage des bassins hygiéniques est 1-5g/L*, en fonction des spécificités du site.

Données techniques

Aspect: Liquide de couleur jaune paille
Valeur pH (pur): > 12
Densité relative (g/cm³; 20°C): ≈ 1.20

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes. Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Compatibilité du produit

Suivant nos instructions d'utilisation, Suma Med Super Plus est adapté à l'ensemble des matériaux composant les bassins hygiéniques.

Certifications

Equipé du marquage CE selon la directive 93/42/ewg pour les produits médicaux.

Conditionnements disponibles

Code article	Description de l'article	Plateforme
101101206	Suma Med Super Plus 5L W3051	

www.diversey.com

© 2021 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 29/07/2021 fr-BE (P01224)

