



Soft Care[®] MED

Handdesinfectiemiddel

Omschrijving

Soft Care MED is een ongeparfumeerde handdesinfectiegel. Dit product is geschikt voor toepassingen in onder andere de gezondheidszorg en voedselverwerkende omgevingen.

Eigenschappen

- Huidverzorgende desinfectiegel die bestaat uit een combinatie van iso-propanol en n-propanol. Deze combinatie zorgt voor een zeer efficiënte desinfectie, zeer effectief tegen residente en transiënte flora zoals bacteriën en schimmels.
- Het product is geformuleerd met verdikkende bestanddelen, die een hogere viscositeit bewerkstelligen. De gelachtige eigenschappen van Soft Care MED resulteren in een langere contacttijd met de huid en een betere effectiviteit.
- Bevat een huidverzachter, waardoor dit product erg geschikt is voor veelvuldig gebruik en de huid soepel en intact blijft.
- Huid compatibiliteit dermatologisch getest.

Voordelen

- Formulering op basis van iso-propanol en n-propanol, een zeer effectieve desinfectant
- Speciaal geschikt voor hygiënische en preoperatieve handdesinfectie
- Zonder geur- en kleurstoffen (geschikt voor gebruik in voedselverwerkende industrie)
- Bevat een effectieve huidverzachter, die irritaties en uitdroging van de huid voorkomt
- Biologisch afbreekbaar

Gebruiksaanwijzing

Breng 5 ml Soft Care MED aan op schone en droge handen. Masseer de handen grondig in. Let speciaal op de vingertoppen, de nagels en het gebied tussen de vingers. Soft Care MED verdampt waardoor de huid droog, soepel en zacht aanvoelt. Voor chirurgische desinfectie de handen en armen met Soft Care MED inwrijven. Breng meerdere doseringen van Soft Care MED aan om ervoor te zorgen dat de huid gedurende 2 minuten vochtig blijft met het product.





Soft Care[®] MED

Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Heldere, kleurloze gel
pH waarde (onverdund): ~ 7
Relatieve dichtheid (g/cm³; 20°C): ≈ 0.85

Bovenaangegeven gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diversey.com>. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Goedkeuringen

Soft Care MED is uitgebreid getest en voldoet aan de volgende Europese normen:

EN1500 15 sec; 5 ml EN13727 (schone omstandigheden, 15 seconden)

EN13727 MRSA-stammen (schone omstandigheden, 15 seconden)

EN13624 gisdodend (schone omstandigheden, 15 seconden)

EN1275 (schone omstandigheden, 15 seconden)

EN1276 (schone omstandigheden, 30 seconden)

EN1650 gisdodend (schone omstandigheden, 15 seconden)

EN14348 (schone omstandigheden, 15 seconden)

EN12791 120 sec; houd de huid gedurende 2 minuten vochtig met het product.

In België staat het product geregistreerd als desinfectiemiddel onder nummer BE-REG-00497.

Soft Care MED is uitgebreid dermatologisch getest. Conclusie van deze tests is dat Soft Care MED goed compatibel met de huid is.

Beschikbare verpakkingen

Artikelnummer	Omschrijving	Systeem
100984417	Soft Care MED 50x0.1L B	Ready-to-use
101100027	Soft Care MED IC 4x1.3L B	IntelliCare™
101100028	Soft Care MED 6x0.5L B	Ready-to-use
101100029	Soft Care MED 6x0.8L B	Soft Care Line
101103855	Soft Care MED 6x0.5L B	Ready-to-use
101104049	Soft Care MED 2x5L B	Ready-to-use
101104047	Soft Care MED 20L B	Ready-to-use

www.diversey.com

© 2021 Diversey, Inc. Alle rechten voorbehouden. 10/05/2021 nl-BE (K00050)